

【产品名称】

中文：间充质干细胞成骨分化染色试剂盒

英文：MSC Osteo-Staining Kit

【包装规格】

试剂名称	储存条件	性状	货号	规格
Osteo-Fixation	2~8℃	无色透明液体	C37C1-0020	一瓶 (20 ml)
Osteo-Wash I	2~8℃	无色透明液体	C37C2-0050	一瓶 (50 ml)
Osteo-Staining	2~8℃	深红色液体	C37C3-0020	一瓶 (20 ml)
Osteo-Wash II	2~8℃	无色透明液体	C37C4-0050	一瓶 (50 ml)
Osteo-Inspection	2~8℃	无色透明液体	C37C5-0010	一瓶 (10 ml)

【预期用途】

适用于间充质干细胞成骨分化后的骨细胞染色，尤其适合作为 BI MSCgo™ Osteogenic XF (BI 05-440-1B 或 05-442-1B) 成骨分化后的染色验证之用。

【检验原理】

茜素红 S (Alizarin Red S) 是一种常用的示钙染料，广泛用作生物医学样本中含钙目标物的染色检验。游离的钙离子可与茜素红 S 形成红色沉淀；固着的钙则会被直接染成红色。

在成骨诱导分化作用下，间充质干细胞 (MSC, Mesenchymal Stem Cell) 会被逐渐分化为骨细胞 (Osteoblasts)，包括钙化骨节 (钙盐晶体) 的形成 (Calcium nodules formation) 和细胞的泌钙反应 (Calcium secretion)。两者均可被茜素红 S 染成红色。

【主要组成成分】

主要成分为茜素红 S。

【适用范围】

间充质干细胞成骨分化后的骨细胞染色验证。

【样本要求】

待检的样本应为间充质干细胞成骨分化后形成的骨细胞。推荐使用 BI MSCgo™ Osteogenic XF 进行成骨分化诱导。

【使用方法】


以操作一个 T25 flask 为例：

1. 吸弃分化培养基，加入 1 ml DPBS (VC C3590-0500) 轻轻润洗培养瓶底面。
2. 吸弃 DPBS，加入 3 ml Fixation solution (C37C1-0020)，轻轻晃动培养瓶，使底面浸润均匀。室温下静置 30 分钟。
3. 吸弃 Fixation solution；加入 3 ml Wash I (C37C2-0050)，润洗细胞 2-3 次。
4. 吸弃 Wash I，加入 3 ml Staining Solution (C37C3-0020)，底面浸润均匀，室温染色 30 分钟。
5. 吸弃 Staining Solution，加入 3 ml Wash II (C37C4-0050)，润洗细胞 2-3 次。
6. 吸弃 Wash II，加入 1 ml Inspection Solution (C37C5-0010)，置于显微镜下观察、拍照 (分化后的骨细胞会被染成橘红色)。



【检验结果的解释】

在显微镜下,可观察到钙化骨节与茜素红染料结合后呈现红色或橘红色(如下图所示)。被染色细胞的数量和染色的深度会受到多种因素的影响,例如:细胞类型、细胞代数、分化时间和培养条件等。

**【储存条件及有效期】**

本产品应在 2-8°C 储存,并在产品标签上注明的有效期内使用。

有效期为 18 个月。

【注意事项】

1. 严禁内服,不能用嘴吸液。
2. 试剂包装如有破损,严禁使用。
3. 操作人员在检验时应做好防护。
4. 与皮肤、粘膜接触,请立即用自来水冲洗。
5. 禁止使用超出规定有效期的产品。

【生产、售后服务单位】

上海达特希尔生物科技有限公司

【说明书批准及修改日期】

批准日期: 2021 年 02 月 24 日

修改日期: 2023 年 02 月 17 日

【声明】

仅用于科研使用,不能用于临床诊断和治疗。

