

【产品名称】

中文: 水(细胞培养级别), SLE 级别

英文: Water, Cell Culture Grade

货号: C3560-0500

规格: 500 mL

【产品介绍】

水(细胞培养级别)是通过反渗透(RO)和去离子(DI)工艺生产制作的。水中微生物的含量通过过滤器的不断循环来控制。通过持续监测内毒素、微生物生物负载以确保水(细胞培养级别)满足中国药典及国际相关标准要求。

该产品是超低内毒素 **SLE**(super low endotoxin)级别, 内毒素 ≤ 0.1 EU/mL。生产工艺和质量管理体系符合 cGMP 要求, 并已通过 ISO13485 认证。

【使用方法】

1. 从 15 - 30°C 的冰箱中取出, 读取标签, 检查产品包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。

【质量控制】

本产品经过无菌、pH 和内毒素、细胞培养相关指标的测试。

【储存条件及保质期】

该产品应在室温 15 - 30°C 下储存。并在产品标签上指定的时间内使用。请勿在标签上指定的有效期后使用。

有效期: 36 个月

【说明书批准生效日期】

批准日期: 2021 年 11 月 01 日

修改日期: 2023 年 04 月 01 日

修改日期: 2024 年 02 月 19 日

【声明】

仅用于科研使用, 不能用于临床诊断和治疗。

