

【产品名称】

中文: RPMI1640 (含 L-谷氨酰胺)

英文: RPMI1640, with L-Glutamine

货号: C3010-0500

规格: 500 mL

【产品介绍】

RPMI 是 Moore 等人针对人体正常细胞及神经细胞体外培养开发的一系列培养基。其中以 RPMI 1640 最为常用。作为 McCoy's 5A 培养基的改良版, 这款培养基被专门用以淋巴母细胞的悬浮培养, 目前则被广泛用于多种种属来源的贴壁细胞株的培养。该培养基可辅以 10 - 20% 的胎牛血清, 也可支持无血清状态下的细胞生长。建议用户查阅相关文献, 以获取针对不同细胞系的生理生长要求来对培养基进行相关组分的补充。

【成分表】

配方	mg/L
无机盐	
四水硝酸钙	100.000
无水硫酸镁	48.840
氯化钾	400.000
氯化钠	6000.000
无水磷酸二氢钠	800.000
氨基酸	
甘氨酸	10.000
L-精氨酸盐酸盐	241.000
L-天冬酰胺	50.000
L-天门冬氨酸	20.000
L-胱氨酸盐酸盐	65.200
L-谷氨酸	20.000
L-谷氨酰胺	300.000
L-盐酸组氨酸	20.960
L-羟脯氨酸	20.000

L-异亮氨酸	50.000
L-亮氨酸	50.000
L-盐酸赖氨酸	40.000
L-甲硫氨酸	15.000
L-苯丙氨酸	15.000
L-脯氨酸	20.000
L-丝氨酸	30.000
L-苏氨酸	20.000
L-色氨酸	5.000
L-酪氨酸二钠盐二水合物	28.830
L-缬氨酸	20.000
维生素	
氯化胆碱	3.000
生物素	0.200
D-钙-泛酸盐	0.250
叶酸	1.000
烟氨酸	1.000
盐酸吡哆醇	1.000
核黄素	0.200
盐酸硫胺素	1.000
维生素 B12	0.005
i-肌醇	35.000
对氨基苯甲酸(PABA)	1.000
其他	
葡萄糖	2000.000
还原型谷胱甘肽	1.000
碳酸氢钠	2000.000
酚红钠盐	5.300



【使用方法】

1. 从 2 - 8°C 的储存条件中取出，读取标签，检查溶液包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过自身实验需要添加相应抗生素。

【质量控制】

该产品经过了 pH、渗透压、无菌、内毒素、细胞生长相关指标的检测。

【储存条件及保质期】

本产品应在 2 - 8°C 储存，请**避光保存**，并在产品标签上注明的有效期内使用。

有效期：12 个月。

【说明书批准生效日期】

批准日期：2021 年 06 月 01 日

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

